

VERSIONS	OCTOPUS BIOSAFETY MINI Dispositif fixe d'atomisation à 1 buse	OCTOPUS BIOSAFETY MINI - PRO Dispositif fixe d'atomisation à 5 buses
CAPACITÉ	4 mL/min	20 mL/min
COUVERTURE	10m ² /h	24m ² /h
CONSUMMATION (W)	18 W	25 W
DÉSINFECTANT UTILISÉ	Virysafe TP X Pro	<i>voir fiche technique spécifique</i>
TAILLE DE BIDON	2,5 L	
ACTION	Nébulisation d'un brouillard sec (microparticules) jusqu'à saturation complète du volume cible garantissant une répartition homogène sur les surfaces même les plus inaccessibles.	
TRAITEMENT	Dispositif fixe ne nécessitant aucune intervention humaine pendant les opérations. Connecté à une tablette permettant le contrôle à distance et suivi des opérations. Durée de cycle programmable avec retardateur. Déclenchement à distance.	
SECURISATION DU SYSTEME	Avertisseur sonore et lumineux en fonctionnement Sécurité absence de biocide Détection de renversement Détection de fuite biocide Mot de passe wifi/Bluetooth	
CONNEXION	Bluetooth/Wi-Fi : pour la programmation via un smartphone ou une tablette	
ALIMENTATION	100 - 240 V 50 Hz – Batterie 12/24 V - utilisable sur adaptateur allume-cigare	
DIMENSIONS (mm)	290 X 230 X 270	
POIDS (A VIDE)	< 4 kg	



PRECAUTIONS D'EMPLOI : Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions. Les produits utilisés dans cet appareil sont dangereux - Respecter les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utiliser les biocides avec précaution. Avant chaque utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.